

Feluro

Lietošanai dzīvniekiem.

Feluro ir garšīga papildbarība suspensijas veidā iekšķīgai lietošanai kaķiem. Palīdz saglabāt urīnceļu veselību.

Feluro sastāvdaļas (N-acetil-D-glikozamīns, mežrozīšu augļu pulveris ar koncentrētu polifenolu saturu, zaļās tējas koncentrāts) sniedz 4 būtiskus ieguvumus:

- veicina normālu urīnceļu gļotādu
- veicina urīnceļu orgānu šūnu veselību oksidatīvā stresa gadījumā
- palīdz urīnceļos saglabāt urīnu sterilu
- palīdz samazināt stresa reakcijas pret ārējiem notikumiem

SASTĀVS. Rafinēta augu eļļa (olīvu un kokosriekstu), N-acetil-D-glikozamīns 6,28%, augu izcelsmes blakusprodukti, gamma ciklodekstrīns, lecitīns, , zaļās tējas sausais koncentrāts (min 1,88%, ar bagātīgu L-teanīna saturu), glicerīna monostearāts, raugi, maltodekstrīns, mežrozīšu augļu pulveris ar koncentrētu polifenolu saturu (min. 0,46%), cukuri, minerālvielas.

Analītiskie komponenti: kopproteīns 4,5%, kopeļļas un tauki 76%, kopšķiedra <2%, koppelni 1,7%, L-teanīns 1,1%, polifenoli 0,3%.

Organoleptiskas piedevas: 2b aromatizējošas sastāvdaļas.

LIETOŠANA. Ieteicamā deva 1 ml divas reizes dienā, izmantot dozēšanas šļirci un adaptera vāciņu. Nepārsniegt ieteicamo devu. Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Vienmēr nodrošiniet dzīvniekam pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.

KĀ PAREIZI LIETOT FELURO DOZATORU ? (skatīties piktogrammas lietošanas pamācībā)

- 1: Pirms lietošanas pudeli rūpīgi sakratīt.
- 2: Atskrūvējiet balto vāciņu, lai atvērtu pudeli.
- 3: Uzskrūvējiet adaptera vāciņu uz pudeles.
- 4: Turiet pudeli vertikāli un atveriet adaptera mazo vāciņu.
- 5: Stingri ievietojiet dozēšanas šļirci adaptera iekšpusē.
- 6: Apgrieziet pudeli otrādi un lēnām velciet šļirces virzuli uz leju, lai dozēšanas šļirce piepildās ar produktu. Ievilkta ieteicamo daudzumu.
- 7: Apgriezt pudeli atkal vertikāli un noņemt dozēšanas šļirci no adaptera vāciņa. Aizveriet adaptera vāciņu.
- 8: Uzmanīgi pievienot produktu barībai un sajaukt, vai arī ievietojiet šļirci mutē dzīvniekam un uzmanīgi izspiediet produktu no šļirces. Pārliecinieties, ka dzīvnieks norij produktu.
- 9: Vienmēr turiet pudeli noslēgtu ar adaptera vāciņu. Pēc lietošanas rūpīgi izskalojiet šļirci ar tīru ūdeni .

UZGLABĀT istabas temperatūrā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 2 mēnešu laikā.

IEPAKOJUMS. 60 ML flakons ar mēršļirci un adapteri.

RAŽOŠANAS SĒRIJA UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ – norādīts uz iepakojuma.

RAŽOTĀJS. VIRBAC, Francija (raž. atz. Nr. aFR 36035007)

IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventpils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, reģ. Nr. LV 019020

